

MagHealy Studies



Languages

English	2
Deutsch	11
Français	20
中文(简体)	29
中文(繁体)	38

MagHealy Studies



The Clinical Research Team conducted the following observational studies/market surveys with MagHealy users in the past:

MagHealy Classic Study	3
MagHealy Atmosphere Study	4
MagHealy Water Study	5
MagHealy McMakin Study	6
MagHealy Meridian Module Study	7

MagHealy Classic Study

Assessment:

- Quality of Life (WHO-5)
- Decrease in Concerns (Mymop)
- Burnout test (CBI)
- Assess Current Mood (ASTS)


Study programs:

During the 14-day the participants should apply two times MagHealy





Incentive:

Deep Cycle unlimited

Pre/Post Comparison MagHealy Classic



Effect size of MagHealy Classic (Cohen's d*)



Randomized, 14-days, 2-arm controlled study (Classic programs versus waiting control with MagHealy with 194 participants, Error bars = 95% confidence interval)

* Effect size of MagHealy Classic (Cohen's d); d < 0.5 small effect; d = 0.5 – 0.8 middle large effect; d = 0.8 – 1.0 large effect; d > 1.0 very large effect

MagHealy Atmosphere Study

Assessment:

- Quality of Life (WHO-5)
- Decrease in Concerns (Mymop)


Study programs:

- Holistic Health (morning)
- Sleep (evening) are used daily for basic harmonization



Incentive:

Deep Cycle unlimited

Pre/Post Comparison MagHealy Atmosphere



Effect size of MagHealy Atmosphere (Cohen's d*)



Randomized, 14-days, 3-arm controlled study (MagHealy programs vs standard Healy application vs waiting control with MagHealy; 188 participants, Error bars = 95% confidence interval)

* Effect size of MagHealy Atmosphere (Cohen's d); d < 0.5 small effect; d = 0.5 – 0.8 middle large effect; d = 0.8 – 1.0 large effect; d > 1.0 very large effect

MagHealy Water Study

Assessment:

- Quality of Life (WHO-5)
- Decrease in Concerns (Mymop)


Study programs:

- Fitness (in the morning)
- Energy (in the afternoon)
- Cell activation (in the evening)
→ to activate 500 ml of water
The activated water should be consumed within the following 2-3 hours



Incentive:

Deep Cycle unlimited

Pre/Post Comparison MagHealy Water



Effect size of MagHealy Water (Cohen's d*)



Randomized, 14-days, 2-arm controlled study (MagHealy programs versus waiting control with with 162 participants, Error bars = 95% confidence interval)

* Effect size of MagHealy Water (Cohen's d); d < 0.5 small effect; d = 0.5 - 0.8 middle large effect; d = 0.8 - 1.0 large effect; d > 1.0 very large effect

MagHealy McMakin Study

Assessment:

- Quality of Life (WHO-5)
- Decrease in Concerns (Mymop)

Study programs:


- Brain Harmony (morning)
- Vagus (evening) are used daily for basic harmonization

In addition, if needed the programs Sleep and Digestion, are provided.



Incentive:

Deep Cycle unlimited

Pre/Post Comparison MagHealy McMakin



Effect size of MagHealy McMakin (Cohen's d*)



Randomized, 14-days, 2-arm controlled study (MagHealy programs versus waiting control with with 162 participants, Error bars = 95% confidence interval)

* Effect size of MagHealy McMakin (Cohen's d); d < 0.5 small effect; d = 0.5 - 0.8 middle large effect; d = 0.8 - 1.0 large effect; d > 1.0 very large effect

MagHealy Meridian Module Study

Assessment:


- **Wellbeing (WHO-5)**
- Quality of Life (SF-36)
- Decrease in Concerns (Mymop)

Study programs:

MagHealy Meridian Module + recommended programs

- Meridian group I: Analysis + vibration of the results
- Meridian group II: Analysis + vibration of the results + 1 program per day
- Control group: Used the Healy without recommendations




Pre/Post Comparison Changes in Wellbeing (WHO-5)



Incentive:

Meridian Module for 12 months

Effect size (Cohen's d*) Treatment versus Control



Randomized, two-arm pilot study with waiting group control to quantify the effort of the Meridian Module (harmonization and/or program application) on improvement of general wellbeing, quality of Life and goal attainment in healthy volunteers conducted by Healy World with 261 participants (Error bars = 95% confidence interval)

* Effect size (Cohen's d): d < 0.5 small effect; d = 0.5-0.8 middle large effect; d = 0.8-1.0 large effect; d > 1.0 very large effect

MagHealy Meridian Module Study

Assessment:


- Wellbeing (WHO-5)
- **Quality of Life (SF-36)**
- Decrease in Concerns (Mymop)

Study programs:

MagHealy Meridian Module + recommended programs

- Meridian group I: Analysis + vibration of the results
- Meridian group II: Analysis + vibration of the results + 1 program per day
- Control group: Used the Healy without recommendations




Pre/Post Comparison Changes in Quality of Life (SF-36)



Incentive:

Meridian Module for 12 months

Effect size (Cohen's d*) Treatment versus Control



Randomized, two-arm pilot study with waiting group control to quantify the effort of the Meridian Module (harmonization and/or program application) on improvement of general wellbeing, quality of Life and goal attainment in healthy volunteers conducted by Healy World with 261 participants (Error bars = 95% confidence interval)

* Effect size (Cohen's d): d < 0.5 small effect; d = 0.5-0.8 middle large effect; d = 0.8-1.0 large effect; d > 1.0 very large effect

MagHealy Meridian Module Study

Assessment:


- Wellbeing (WHO-5)
- Quality of Life (SF-36)
- **Decrease in Concerns (Mymop)**

Study programs:

MagHealy Meridian Module + recommended programs

- Meridian group I: Analysis + vibration of the results
- Meridian group II: Analysis + vibration of the results + 1 program per day
- Control group: Used the Healy without recommendations




Pre/Post Comparison Changes in Concerns (Mymop)



Incentive:

Meridian Module for 12 months

Effect size (Cohen's d*) Treatment versus Control



Randomized, two-arm pilot study with waiting group control to quantify the effort of the Meridian Module (harmonization and/or program application) on improvement of general wellbeing, quality of Life and goal attainment in healthy volunteers conducted by Healy World with 261 participants (Error bars = 95% confidence interval)

* Effect size (Cohen's d): d < 0.5 small effect; d = 0.5-0.8 middle large effect; d = 0.8-1.0 large effect; d > 1.0 very large effect



Join Our Thriving Community

Open yourself up to new possibilities for growth and unlimited potential.

Healy International B.V. | www.healy.world

Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands

   @healyworldofficial



Frequencies for Your Life

Notice: The magnetic field programs of the MagHealy device are not medical applications. They are not intended to cure, treat, mitigate, diagnose, or prevent any disease or medical condition. The terms used in the programs do not constitute statements concerning their effects. The purpose of the programs is to provide the user with a tool to explore application options. MagHealy programs should not be treated as a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. You should always seek such advice from a qualified medical professional. If you have or suspect you may have a medical condition, or if you are under the care of a healthcare practitioner, you should consult your practitioner before using MagHealy. Always use your MagHealy according to the Instructions for Use.

Disclaimer: Science does not acknowledge the existence of the Information Field, its analysis, harmonization and other importance due to the lack of scientific evidence. Individualized Microcurrent Frequency (IMF) programs of the Healy device, Quantum Potential Frequencies (QPF) of the Healy Coil and the magnetic field programs of the MagHealy device are not acknowledged by conventional medicine due to the lack of scientific evidence in the sense of conventional medicine. The information on these pages is for reference and educational purposes only. While Healy World endeavors to keep the information contained in these pages current, no warranty or guarantee concerning the accuracy, suitability, or timeliness of information is made. Healy World is not responsible for any loss or damage resulting from the use of the information provided on these pages. All information is presented on an "as is" basis and responsibility for its interpretation and use lies solely with the user. Use of Healy World products, programs, or information is at the user's own risk and subject to the user's discretion and independent judgment. The Healy World companies specifically disclaim responsibility for user decisions related to the use of Healy World products or services that are outside the scope of the Instructions for Use and company-provided manual.

MagHealy Studien



Das Forschungsteam für klinische Studien hat in der Vergangenheit die folgenden Beobachtungsstudien/Marktumfragen mit MagHealy Benutzern durchgeführt:

Studie zu MagHealy Classic	12
Studie zu MagHealy Atmosphere	13
Studie zu MagHealy Water	14
Studie zu MagHealy McMakin	15
Studie zum MagHealy Meridian Modul	16

Studie zu MagHealy Classic

Bewertung:

- Lebensqualitätsindex (WHO-5)
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)
- Burnout-Test (CBI)
- Bewertung der aktuellen Stimmung (ASTS)


Studienprogramme:

Während der 14 Tage sollten die Teilnehmer zwei Mal MagHealy verwenden

Anreiz:

Deep Cycle unbegrenzt

Vorher/Nachher-Vergleich MagHealy Classic



Effektgröße von MagHealy Classic (Cohen's d*)

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Wohlbefinden			1,12

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Belastungen			1,15

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Burnout			0,93

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Stimmung			1,35

Randomisierte, 14-tägige, zweiarmige kontrollierte Studie (Classic-Programme im Vergleich zur Wartekontrollgruppe mit MagHealy mit 194 Teilnehmern, Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall)

* Effektgröße von MagHealy Classic (Cohen's d); d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5 – 0,8 mittelgroßer Effekt; d = 0,8 – 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Studie zu MagHealy Atmosphäre

Bewertung:

- Lebensqualitätsindex (WHO-5)
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)


Studienprogramme:

- Holistic Health (vormittags)
- Schlaf (abends) wird täglich zur Basisharmonisierung genutzt



Anreiz:

Deep Cycle unbegrenzt

Vorher/Nachher-Vergleich MagHealy Atmosphäre



Effektgröße von MagHealy Atmosphäre (Cohen's d*)



Randomisierte, 14-tägige, dreiarmlige kontrollierte Studie (MagHealy Programme im Vergleich zur Standard-Healy-Anwendung im Vergleich zur Wartekontrollgruppe mit MagHealy; 188 Teilnehmer, Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall)

* Effektgröße von MagHealy Classic (Cohen's d); d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5 – 0,8 mittelgroßer Effekt; d = 0,8 – 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Studie zu MagHealy Water

Bewertung:

- Lebensqualitätsindex (WHO-5)
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)


Studienprogramme:

- Fitness (morgens)
- Energy (nachmittags)
- Zellaktivierung (am Abend)
→ zur Aktivierung von 500 ml Wasser
Das aktivierte Wasser sollte innerhalb der folgenden 2 bis 3 Stunden getrunken werden

Anreiz:

Deep Cycle unbegrenzt

Vorher/Nachher-Vergleich MagHealy Water



Effektgröße von MagHealy Water (Cohen's d*)

klein	mittel	groß	sehr groß
Wohlbefinden		1,15	
0	0,5	0,8	1,0

klein	mittel	groß	sehr groß
Belastungen			1,35
0	0,5	0,8	1,0

Randomisierte, 14-tägige, zweiarmige kontrollierte Studie (MagHealy Programme im Vergleich zur Wartekontrollgruppe mit 162 Teilnehmern, Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall)

* Effektgröße von MagHealy Classic (Cohen's d); d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5 – 0,8 mittelgroßer Effekt; d = 0,8 – 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Studie zu MagHealy McMakin

Bewertung:

- Lebensqualitätsindex (WHO-5)
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)

Studienprogramme:


- Harmonie Gehirn (vormittags)
- Vagus (abends) werden täglich zur Basisharmonisierung eingesetzt

Zusätzlich werden bei Bedarf die Programme Schlaf und Verdauung angeboten.



Anreiz:

Deep Cycle unbegrenzt

Vorher/Nachher-Vergleich MagHealy McMakin



Effektgröße von MagHealy McMakin (Cohen's d*)



Randomisierte, 14-tägige, zweiarmige kontrollierte Studie (MagHealy Programme im Vergleich zur Wartekontrollgruppe mit 162 Teilnehmern, Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall)

* Effektgröße von MagHealy Classic (Cohen's d); d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5 – 0,8 mittelgroßer Effekt; d = 0,8 – 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Studie zum MagHealy Meridian Modul

Bewertung:

- **Wohlbefinden (WHO-5)**
- Lebensqualität (SF-36)
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)

Studienprogramme:


MagHealy Meridian Modul + empfohlene Programme

- Meridian-Gruppe I: Analyse + Vibration der Ergebnisse
- Meridian-Gruppe II: Analyse + Vibration der Ergebnisse + 1 Programm pro Tag
- Kontrollgruppe: Verwendete Healy ohne Empfehlungen



Anreiz:

Meridian Modul für 12 Monate

Vorher/Nachher-Vergleich der Veränderungen im Wohlbefinden (WHO-5)



Effektgröße (Cohen's d*) Behandlung im Vergleich zur Kontrollgruppe



Randomisierte, zweiarmige Pilotstudie mit Wartekontrollgruppe zur Quantifizierung der Wirkung des Meridian Moduls (Harmonisierung und/oder Programmanwendung) auf die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens, der Lebensqualität und der Zielerreichung bei gesunden freiwilligen Probanden, durchgeführt von Healy World mit 261 Teilnehmenden (Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall)

* Effektgröße (Cohen's d): d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5-0,8 - 0,8-1,0 mittelgroßer Effekt; d = 1,0 - 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Studie zum MagHealy Meridian Modul

Bewertung:

- Wohlbefinden (WHO-5)
- **Lebensqualität (SF-36)**
- Rückgang der Besorgnisse (Mymop)

Studienprogramme:


MagHealy Meridian Modul + empfohlene Programme

- Meridian-Gruppe I: Analyse + Vibration der Ergebnisse
- Meridian-Gruppe II: Analyse + Vibration der Ergebnisse + 1 Programm pro Tag
- Kontrollgruppe: Verwendete Healy ohne Empfehlungen

Anreiz:

Meridian Modul für 12 Monate

Vorher/Nachher-Vergleich der Veränderungen in der Lebensqualität (SF-36)



Effektgröße (Cohen's d*) Behandlung im Vergleich zur Kontrollgruppe

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Meridian I		0,8	

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Meridian II		1,0	

klein	mittel	groß	sehr groß
0	0,5	0,8	1,0
Kontrollgruppe		0,5	

Randomisierte, zweiarmige Pilotstudie mit Wartekontrollgruppe zur Quantifizierung der Wirkung des Meridian Moduls (Harmonisierung und/oder Programmanwendung) auf die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens, der Lebensqualität und der Zielerreichung bei gesunden freiwilligen Probanden, durchgeführt von Healy World mit 261 Teilnehmenden (Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall)

* Effektgröße (Cohen's d): d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5-0,8 - 0,8-1,0 mittelgroßer Effekt; d = 1,0 - 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt

Studie zum MagHealy Meridian Modul

Bewertung:

- Wohlbefinden (WHO-5)
- Lebensqualität (SF-36)
- **Rückgang der Besorgnisse (Mymop)**

Studienprogramme:


MagHealy Meridian Modul + empfohlene Programme

- Meridian-Gruppe I: Analyse + Vibration der Ergebnisse
- Meridian-Gruppe II: Analyse + Vibration der Ergebnisse + 1 Programm pro Tag
- Kontrollgruppe: Verwendete Healy ohne Empfehlungen




Anreiz:

Meridian Modul für 12 Monate

Vorher/Nachher-Vergleich der Veränderungen der Besorgnisse (Mymop)



Effektgröße (Cohen's d*) Behandlung im Vergleich zur Kontrollgruppe



Randomisierte, zweiarmige Pilotstudie mit Wartekontrollgruppe zur Quantifizierung der Wirkung des Meridian Moduls (Harmonisierung und/oder Programmanwendung) auf die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens, der Lebensqualität und der Zielerreichung bei gesunden freiwilligen Probanden, durchgeführt von Healy World mit 261 Teilnehmenden (Fehlerbalken = 95% Konfidenzintervall)

* Effektgröße (Cohen's d): d < 0,5 kleiner Effekt; d = 0,5-0,8 - 0,8-1,0 mittelgroßer Effekt; d = 1,0 - 1,0 großer Effekt; d > 1,0 sehr großer Effekt



Werde Teil unserer wachsenden Community

Öffne dich für neue Chancen und unbegrenztes Potenzial.

Healy International B.V. | www.healy.world

Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Niederlande

   @healyworldofficial



Frequencies for Your Life

Hinweis: Die Magnetfeldprogramme des MagHealy sind keine medizinischen Anwendungen. Sie sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern, zu diagnostizieren oder zu verhindern. Die in den Programmen verwendeten Begriffe stellen keine Aussagen über deren Wirkungen dar. Die Programme sollen dem Anwender ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er Anwendungsmöglichkeiten erkunden kann. Die MagHealy Programme sollten nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung angesehen werden. Du solltest dich immer von einem qualifizierten Arzt beraten lassen. Wenn du eine Krankheit hast oder vermutest, dass du eine haben könntest, oder wenn du von einem Arzt behandelt wirst, solltest du deinen Arzt konsultieren, bevor du MagHealy benutzt. Verwende dein MagHealy immer gemäß der Bedienungsanleitung.

Disclaimer: Die Wissenschaft erkennt die Existenz des Informationsfeldes, die Analyse und Harmonisierung damit und seine sonstige Bedeutung nicht an, da keine wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist. Die Individualisierten Mikrostrom Frequenz (IMF) Programme des Healy, die Quanten-Potenzial-Frequenzen (QPF) der Healy Coil und die Magnetfeld-Programme von MagHealy werden von der Schulmedizin nicht anerkannt, da wissenschaftliche Evidenz im Sinne der Schulmedizin fehlt. Die Informationen auf diesen Seiten dienen nur zu Referenz- und Bildungszwecken. Healy World bemüht sich zwar, die Informationen auf diesen Seiten auf dem neuesten Stand zu halten, übernimmt jedoch keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Eignung oder Aktualität der Informationen. Healy World haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung der auf diesen Seiten bereitgestellten Informationen entstehen. Alle Informationen werden auf einer „Ist-Basis“ präsentiert und die Verantwortung für ihre Auslegung und Nutzung liegt allein beim Nutzer. Die Nutzung von Healy World Produkten, Programmen oder Informationen erfolgt auf eigenes Risiko und unterliegt dem Ermessen und dem unabhängigen Urteil des Nutzers. Die Healy World Unternehmen lehnen ausdrücklich die Verantwortung für Entscheidungen des Nutzers im Zusammenhang mit der Nutzung von Healy World Produkten oder Dienstleistungen ab, die über den Rahmen der Bedienungsanleitung und des vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Handbuchs hinausgehen.

Études MagHealy



L'équipe de recherche clinique a mené les études observationnelles/de marché suivantes auprès des utilisateurs de MagHealy par le passé :

Étude de MagHealy Classic	21
Étude de MagHealy Atmosphere	22
Étude de MagHealy Water	23
Étude sur MagHealy McMakin	24
Étude du module MagHealy Meridian	25

Étude de MagHealy Classic

Évaluation :

- Qualité de vie (OMS 5)
- Diminution des inquiétudes (Mymop)
- Test de surmenage (CBI)
- Déterminer l'humeur actuelle (ASTS)

Programmes d'étude :


pendant la période de 14 jours, les participants doivent appliquer deux fois MagHealy

Incitation :

Deep Cycle illimité

Comparaison avant/après MagHealy Classic

● Ligne de référence ● Ligne finale



Taille d'effet de MagHealy Classic (d de Cohen*)

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Bien-être		1,12	
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Inquiétude		1,15	
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Surmenage		0,93	
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Humeur		1,35	
0	0,5	0,8	1,0

Étude randomisée, sur 14 jours, contrôlée sur deux groupes (programmes Classic vs. groupe de contrôle en attente avec MagHealy de 194 participants, barres d'erreur = intervalle de confiance de 95 %)

* Taille d'effet pour MagHealy Classic (d de Cohen) ; $d < 0,5$ effet réduit, $d = 0,5 - 0,8$ effet moyen, $d = 0,8 - 1,0$ effet important, $d > 1,0$ effet très important

Étude de MagHealy Atmosphere

Évaluation :

- Qualité de vie (OMS 5)
- Diminution des inquiétudes (Mymop)


Programmes d'étude :

- Holistic Health (matin)
- Sommeil (soir) utilisé au quotidien pour une harmonisation de base

Incitation :

Deep Cycle illimité

Comparaison avant/après MagHealy Atmosphere



Taille d'effet de MagHealy Atmosphere (d de Cohen*)

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Bien-être		1,0	
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Inquiétude		1,5	
0	0,5	0,8	1,0

Étude randomisée, sur 14 jours, contrôlée sur trois groupes (programmes MagHealy vs. application Healy standard vs. groupe de contrôle en attente avec MagHealy ; 188 participants, barres d'erreur = intervalle de confiance de 95 %)

* Taille d'effet pour MagHealy Atmosphere (d de Cohen) ; $d < 0,5$ effet réduit, $d = 0,5 - 0,8$ effet moyen, $d = 0,8 - 1,0$ effet important, $d > 1,0$ effet très important

Étude de MagHealy Water

Évaluation :

- **Qualité de vie (OMS 5)**
- **Diminution des inquiétudes (Mymop)**

Programmes d'étude :


- forme physique (le matin)
- énergie (l'après-midi)
- activation cellulaire (le soir)
→ pour activer 500 ml d'eau
L'eau activée doit être consommée dans les deux à trois heures qui suivent

Incitation :

Deep Cycle illimité

Comparaison avant/après de MagHealy Water

● Ligne de référence ● Ligne finale



Taille d'effet de MagHealy Water (d de Cohen*)

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Bien-être		1,15	
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Inquiétude		1,35	
0	0,5	0,8	1,0

Étude randomisée, sur 14 jours, contrôlée sur deux groupes (programmes MagHealy vs. groupe de contrôle en attente avec 162 participants, barres d'erreur = intervalle de confiance de 95 %)

* Taille d'effet pour MagHealy Water (d de Cohen) ; $d < 0,5$ effet réduit, $d = 0,5 - 0,8$ effet moyen, $d = 0,8 - 1,0$ effet important, $d > 1,0$ effet très important

Étude sur MagHealy McMakin

Évaluation :

- **Qualité de vie (OMS 5)**
- **Diminution des inquiétudes (Mymop)**

Programmes d'étude :


- harmonie cerveau (matin)
- vagus (soir) utilisés au quotidien pour une harmonisation de base

Les programmes Sommeil et Digestion sont également proposés si nécessaire.

Incitation :

Deep Cycle illimité

Comparaison avant/après MagHealy McMakin



Taille d'effet de MagHealy McMakin (d de Cohen*)

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Bien-être		1,0	
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Inquiétude		1,4	
0	0,5	0,8	1,0

Étude randomisée, sur 14 jours, contrôlée sur deux groupes (programmes MagHealy vs. groupe de contrôle en attente avec 162 participants, barres d'erreur = intervalle de confiance de 95 %)

* Taille d'effet pour MagHealy McMakin (d de Cohen) ; $d < 0,5$ effet réduit, $d = 0,5 - 0,8$ effet moyen, $d = 0,8 - 1,0$ effet important, $d > 1,0$ effet très important

Étude du module MagHealy Meridian

Évaluation :

- **Bien-être (OMS 5)**
- Qualité de vie (SF-36)
- Diminution des inquiétudes (Mymop)

Programmes d'étude :

Module MagHealy Meridian + programmes recommandés


- Groupe méridien I : Analyse + vibration des résultats
- Groupe méridien II : Analyse + vibration des résultats + 1 programme par jour
- Groupe témoin : Utilisation du Healy sans recommandations

Incitation :

Module Meridian pendant 12 mois

Comparaison avant/après des changements en matière de bien-être (OMS 5)

■ Ligne de référence ■ Après 2 semaines



Taille d'effet (d de Cohen*) Traitement versus témoin

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Méridien I			1,1
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Méridien II			1,2
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Contrôle		0,6	
0	0,5	0,8	1,0

Étude pilote randomisée à deux bras avec contrôle du groupe témoin en attente pour quantifier l'effort du module Meridian (harmonisation et/ou application du programme) sur l'amélioration du bien-être général, la qualité de vie et l'atteinte des objectifs chez des volontaires en bonne santé menée par Healy World auprès de 261 participants (barres d'erreur = intervalle de confiance de 95 %).

* Taille d'effet (d de Cohen) : d < 0,5 effet réduit, d = 0,5 - 0,8 effet moyen, d = 0,8 - 1,0 effet important, d > 1,0 effet très important

Étude du module MagHealy Meridian

Évaluation :

- Bien-être (OMS 5)
- **Qualité de vie (SF-36)**
- Diminution des inquiétudes (Mymop)

Programmes d'étude :

Module MagHealy Meridian + programmes recommandés


- Groupe méridien I : Analyse + vibration des résultats
- Groupe méridien II : Analyse + vibration des résultats + 1 programme par jour
- Groupe témoin : Utilisation du Healy sans recommandations

Incitation :

Module Meridian pendant 12 mois

Comparaison avant/après des changements en matière de qualité de vie (SF-36)

● Ligne de référence ● Après 2 semaines



Taille d'effet (d de Cohen*) Traitement versus témoin

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Méridien I			
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Méridien II			
0	0,5	0,8	1,0

Réduite	Moyenne	Importante	Très importante
Contrôle			
0	0,5	0,8	1,0

Étude pilote randomisée à deux bras avec contrôle du groupe témoin en attente pour quantifier l'effort du module Meridian (harmonisation et/ou application du programme) sur l'amélioration du bien-être général, la qualité de vie et l'atteinte des objectifs chez des volontaires en bonne santé menée par Healy World auprès de 261 participants (barres d'erreur = intervalle de confiance de 95 %).

* Taille d'effet (d de Cohen) : d < 0,5 effet réduit, d = 0,5 - 0,8 effet moyen, d = 0,8 - 1,0 effet important, d > 1,0 effet très important

Étude du module MagHealy Meridian

Évaluation :

- Bien-être (OMS 5)
- Qualité de vie (SF-36)
- **Diminution des inquiétudes (Mymop)**

Programmes d'étude :

Module MagHealy Meridian + programmes recommandés


- Groupe méridien I : Analyse + vibration des résultats
- Groupe méridien II : Analyse + vibration des résultats + 1 programme par jour
- Groupe témoin : Utilisation du Healy sans recommandations

Incitation :




Module Meridian pendant 12 mois

Comparaison avant/après des changements en matière d'inquiétudes (Mymop)

■ Ligne de référence ■ Après 2 semaines



Taille d'effet (d de Cohen*) Traitement versus témoin



Étude pilote randomisée à deux bras avec contrôle du groupe témoin en attente pour quantifier l'effort du module Meridian (harmonisation et/ou application du programme) sur l'amélioration du bien-être général, la qualité de vie et l'atteinte des objectifs chez des volontaires en bonne santé menée par Healy World auprès de 261 participants (barres d'erreur = intervalle de confiance de 95 %).

* Taille d'effet (d de Cohen) : d < 0,5 effet réduit, d = 0,5 - 0,8 effet moyen, d = 0,8 - 1,0 effet important, d > 1,0 effet très important



Rejoins notre communauté florissante
Ouvre-toi à de nouvelles perspectives de croissance et exploite ton potentiel illimité.

Healy International B.V. | www.healy.world
Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands

   @healyworldofficial



Frequencies for Your Life

Avertissement : Les programmes de champ magnétique du dispositif MagHealy ne sont pas des applications médicales. Ils ne sont pas conçus pour guérir, traiter, atténuer, diagnostiquer ou prévenir une quelconque maladie ou un quelconque problème de santé. Les termes utilisés dans les programmes ne constituent pas des déclarations concernant leurs effets. L'objectif des programmes est de fournir à l'utilisateur un outil pour explorer les options d'application. Les programmes MagHealy ne doivent pas se substituer à un avis, à un diagnostic ou à un traitement médical professionnel. Il faut toujours demander un avis de ce type auprès d'un professionnel de santé qualifié. Si tu souffres ou penses souffrir d'une pathologie, ou si tu es suivi par un professionnel de santé, tu devrais consulter celui-ci avant d'utiliser MagHealy. Il faut toujours utiliser MagHealy en respectant la notice d'utilisation.

Clause de non-responsabilité : La science ne reconnaît pas l'existence du Champ d'informations, son analyse, son harmonisation et tout autre aspect important en raison de l'absence de preuves scientifiques. Les programmes Individualized Microcurrent Frequency (IMF) du dispositif Healy, les fréquences potentielles quantiques (QPF) de Healy Coil et les programmes de champ magnétique du dispositif MagHealy ne sont pas reconnus par la médecine conventionnelle en raison de l'absence de preuves scientifiques au sens de celle-ci. Les informations du présent site ont uniquement pour objet de fournir des références et des connaissances. Bien que Healy World s'efforce de tenir à jour les informations figurant sur ces pages, aucune garantie ne peut être fournie concernant l'exactitude, la pertinence ou l'actualité des informations. Healy World n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant de l'utilisation des informations fournies sur ces pages. Toutes les informations sont présentées « en l'état » et la responsabilité de leur interprétation et de leur utilisation incombe uniquement à l'utilisateur. L'utilisation des produits, programmes ou informations de Healy World se fait aux risques et périls de l'utilisateur et est soumise à sa discrétion et à son appréciation. Les sociétés Healy World déclinent spécifiquement toute responsabilité concernant les décisions de l'utilisateur liées à l'utilisation des produits ou services Healy World qui dépassent le cadre de la notice d'utilisation et du manuel fourni par la société.

MagHealy 研究



临床研究团队在过去对 MagHealy 用户进行了以下观察性研究/市场调查：

MagHealy Classic 研究	30
MagHealy Atmosphere 研究	31
MagHealy Water 研究	32
MagHealy McMakin 研究	33
MagHealy 经络模块研究	34

MagHealy Classic 研究

评估:

- 生活质量 (WHO-5)
- 缓解忧虑 (Mymop)
- 倦怠测试 (CBI)
- 评估当前情绪 (ASTS)


研究程序:

在 14 天内, 参与者应该应用两次 MagHealy





刺激:

Deep Cycle (无限制)

MagHealy Classic 前/后对比



MagHealy Classic 的效应量 (Cohen 's d*)



随机, 14 天, 两组对照研究 (Classic 程序组与 MagHealy 等待对照组, 194 名参与者, 误差范围 = 95% 置信区间)

* MagHealy Classic 的效应量 (Cohen 's d); d < 0.5 小效应量; d = 0.5-0.8 中等效应量; d = 0.8-1.0 大效应量; d > 1.0 非常大效应量

MagHealy Atmosphere 研究

评估:

- 生活质量 (WHO-5)
- 缓解忧虑 (Mymop)


研究程序:

- Holistic Health (早上)
- 每天使用“睡觉” (晚上) 进行基本的平衡

刺激:

Deep Cycle (无限制)

MagHealy Atmosphere 前/后对比



MagHealy Atmosphere 的效应量 (Cohen 's d*)

小	中	大	非常大
幸福			1.0
0	0.5	0.8	1.0

小	中	大	非常大
忧虑			1.5
0	0.5	0.8	1.0

随机, 14 天, 三组对照研究 (MagHealy 程序组 vs 标准 Healy 应用组 vs MagHealy 等待对照组; 188 个参与者, 误差范围 = 95% 置信区间)

* MagHealy Atmosphere 的效应量 (Cohen 's d) ; d < 0.5 小效应量; d = 0.5-0.8 中等效应量; d = 0.8-1.0 大效应量; d > 1.0 非常大效应量

MagHealy Water 研究

评估:

- 生活质量(WHO-5)
- 缓解忧虑(Mymop)

研究程序:

- 健身(早上)
- 能量(下午)
- 细胞激活(晚上)
→ 激活 500ml 水


活化水应该在接下来的 2-3 小时内喝完

刺激:



Deep Cycle (无限制)

MagHealy Water 前/后对比

● 基线 ● 最终



MagHealy Water 的效应量 (Cohen 's d*)



随机, 14 天, 两组对照研究 (MagHealy 程序组与等待对照组, 162 名参与者, 误差范围 = 95% 置信区间)

* MagHealy Water 的效应量 (Cohen 's d) ; d < 0.5 小效应量; d = 0.5-0.8 中等效应量; d = 0.8-1.0 大效应量; d > 1.0 非常大效应量

MagHealy McMakin 研究

评估:

- 生活质量 (WHO-5)
- 缓解忧虑 (Mymop)

研究程序:


- 大脑平衡 (早上)
- 每天使用“迷走神经” (晚上) 进行基本的平衡

此外, 如果需要, 还提供“睡觉”和“消化”程序。

刺激:

Deep Cycle (无限制)

MagHealy McMakin 前/后对比



MagHealy McMakin 的效应量 (Cohen ‘s d*)

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
幸福			1.0

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
忧虑			1.4

随机, 14 天, 两组对照研究 (MagHealy 程序组与等待对照组, 162 名参与者, 误差范围 = 95% 置信区间)

* MagHealy McMakin 的效应量 (Cohen ‘s d) ; d < 0.5 小效应量; d = 0.5-0.8 中等效应量; d = 0.8-1.0 大效应量; d > 1.0 非常大效应量

MagHealy 经络模块研究

评估:

- 幸福 (WHO-5)
- 生活质量 (SF-36)
- 缓解忧虑 (Mymop)

研究程序:


MagHealy 经络模块 + 推荐程序

- 经络群组 I: 分析 + 结果振动
- 经络群组 II: 每天分析 + 结果振动 + 1 个程序
- 对照组: 使用非推荐的 Healy

刺激:

应用经络模块 12 个月

幸福感的前/后比较变化 (WHO-5)



效应量 (Cohen 's d*) 治疗组与对照组

小	中	大	非常大
经络 I		1.1	
0	0.5	0.8	1.0

小	中	大	非常大
经络 II		1.2	
0	0.5	0.8	1.0

小	中	大	非常大
对照组		0.6	
0	0.5	0.8	1.0

Healy World 对 261 名参与者进行了随机、双臂试点研究, 并设等待组作为对照组, 以量化经络模块 (协调和/或程序应用) 在改善健康志愿者的总体健康、生活质量和目标实现方面的效果 (误差范围 = 95% 的置信区间)

* 效应量 (Cohen 's d): d < 0.5 小效应量; d = 0.5-0.8 中等效应量; d = 0.8-1.0 大效应量; d > 1.0 非常大效应量

MagHealy 经络模块研究

评估:

- 幸福 (WHO-5)
- 生活质量 (SF-36)
- 缓解忧虑 (Mymop)

研究程序:

MagHealy 经络模块 + 推荐程序

- 经络群组 I: 分析 + 结果振动
- 经络群组 II: 每天分析 + 结果振动 + 1 个程序
- 对照组: 使用非推荐的 Healy

刺激:

应用经络模块 12 个月

生活质量的前/后比较变化 (SF-36)



效应量 (Cohen 's d*) 治疗组与对照组

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
经络 I		0.8	

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
经络 II		1.0	

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
对照组		0.5	

Healy World 对 261 名参与者进行了随机、双臂试点研究, 并设等待组作为对照组, 以量化经络模块 (协调和/或程序应用) 在改善健康志愿者的总体健康、生活质量和目标实现方面的效果 (误差范围 = 95% 的置信区间)

* 效应量 (Cohen 's d): d < 0.5 小效应量; d = 0.5-0.8 中等效应量; d = 0.8-1.0 大效应量; d > 1.0 非常大效应量

MagHealy 经络模块研究

评估:

- 幸福 (WHO-5)
- 生活质量 (SF-36)
- 缓解忧虑 (Mymop)

研究程序:

MagHealy 经络模块 + 推荐程序


- 经络群组 I: 分析 + 结果振动
- 经络群组 II: 每天分析 + 结果振动 + 1 个程序
- 对照组: 使用非推荐的 Healy

刺激:




应用经络模块 12 个月

忧虑的前/后比较变化 (Mymop)

● 基线 ● 2 周之后



效应量 (Cohen 's d') 治疗组与对照组



Healy World 对 261 名参与者进行了随机、双臂试点研究, 并设等待组作为对照组, 以量化经络模块 (协调和/或程序应用) 在改善健康志愿者的总体健康、生活质量和目标实现方面的效果 (误差范围 = 95% 的置信区间)

* 效应量 (Cohen 's d): d < 0.5 小效应量; d = 0.5-0.8 中等效应量; d = 0.8-1.0 大效应量; d > 1.0 非常大效应量



加入我们蓬勃发展的社区

发掘你个人成长和无限潜力的新可能性。

HWI Healy World International PTE Ltd. | www.healy.world
138 Robinson Road | #27-01/02/03/04 Oxley Tower | Singapore 068906

   @healyworldofficial



Frequencies for Your Life

须知:MagHealy 设备的磁场程序并非用于医疗应用。它们并非用于治愈、治疗、减轻、诊断或预防任何疾病或医学状况。程序中使用的术语不构成关于其效果的声明。这些程序旨在为用户提供一个探索应用选项的工具。不应将 MagHealy 程序视为专业医疗建议、诊断或治疗的代替物。你应该始终向有资格的专业医疗人员寻求相关建议。如果你有或怀疑你可能有疾病，或你正在接受保健医生的治疗，你应该在使用 MagHealy 之前咨询你的保健医生。请始终按照《使用说明》使用 MagHealy。

免责声明:由于缺乏科学证据，科学不承认信息场的存在及其分析、平衡等重要性。由于缺乏传统医学意义上的科学依据，Healy 设备的个性化微电流频率 (IMF) 程序、Healy Coil 的量子电势频率 (QPF) 和 MagHealy 设备的磁场程序尚未获得传统医学认可。这些页面上的信息仅用于参考及教育用途。尽管 Healy World 努力使资料页中所含的信息保持最新，但并不保证相关信息的准确性、适宜性或及时性。对于因使用本资料页中的信息而造成的任何损失或损害，Healy World 概不承担任何责任。所有信息均按“现状”提供，其解读和使用的责任由用户自行承担。用户自行承担风险使用 Healy World 产品、程序或信息，并由用户自行决定和独立判断是否使用。Healy World 公司特别声明，对于用户使用 Healy World 产品或服务时作出的超出使用说明和公司提供的手册范围的相关决定，公司概不负责。

MagHealy 研究



臨床研究團隊在過去對 MagHealy 用戶進行了以下觀察研究/市場調查：

MagHealy Classic 研究	39
MagHealy Atmosphere 研究	40
MagHealy Water 研究	41
MagHealy McMakin 研究	42
MagHealy 經絡模組研究	43

MagHealy Classic 研究

評估：

- 生活質量 (WHO-5)
- 減輕憂慮 (Mymop)
- 倦怠測試 (CBI)
- 評估當前情緒 (ASTS)


研究程式：

在 14 天內，參與者應該應用兩次 MagHealy





刺激：

Deep Cycle (無限制)

MagHealy Classic 前/後對比



MagHealy Classic 的效應量 (Cohen 's d*)



隨機，14 天，兩組對照研究 (Classic 程式組與 MagHealy 等待對照組，194 名參與者，誤差範圍 = 95% 置信區間)

* MagHealy Classic 的效應量 (Cohen 's d) ; d < 0.5 小效應量; d = 0.5-0.8 中等效應量; d = 0.8-1.0 大效應量; d > 1.0 非常大效應量

MagHealy Atmosphere 研究

評估：

- 生活質量 (WHO-5)
- 減輕憂慮 (Mymop)

研究程式：


- Holistic Health (早上)
- 每天使用「睡覺」(晚上) 進行基本的平衡

刺激：

Deep Cycle (無限制)

MagHealy Atmosphere 前/後對比

● 基線 ● 最終



MagHealy Atmosphere 的效應量 (Cohen 's d*)

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
幸福			1.0

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
憂慮			1.5

隨機，14 天，三組對照研究 (MagHealy 程式組 vs 標準 Healy 應用組 vs MagHealy 等待對照組；188 個參與者，誤差範圍 = 95% 置信區間)

* MagHealy Atmosphere 的效應量 (Cohen 's d) ; d < 0.5 小效應量 ; d = 0.5-0.8 中等效應量 ; d = 0.8-1.0 大效應量 ; d > 1.0 非常大效應量

MagHealy Water 研究

評估：

- 生活質量 (WHO-5)
- 減輕憂慮 (Mymop)

研究程式：

- 健身 (早上)
- 能量 (下午)
- 細胞啟動 (晚上) 啟動 500ml 水


活化水應在接下來的 2-3 小時內喝完

刺激：



Deep Cycle (無限制)

MagHealy Water 前/後對比

● 基線 ● 最終



MagHealy Water 的效應量 (Cohen 's d*)



隨機, 14 天, 兩組對照研究 (MagHealy 程式組與等待對照組, 162 名參與者, 誤差範圍 = 95% 置信區間)

* MagHealy Water 的效應量 (Cohen 's d) ; d < 0.5 小效應量; d = 0.5-0.8 中等效應量; d = 0.8-1.0 大效應量; d > 1.0 非常大效應量

MagHealy McMakin 研究

評估：

- 生活質量 (WHO-5)
- 減輕憂慮 (Mymop)

研究程式：


- 大腦平衡 (早上)
- 每天使用「迷走神經」(晚上) 進行基本的平衡

此外, 如果需要, 還提供「睡覺」和「消化」程式。

刺激：

Deep Cycle (無限制)

MagHealy McMakin 前/後對比



MagHealy McMakin 的效應量 (Cohen 's d*)

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
幸福			1.0

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
憂慮			1.4

隨機, 14 天, 兩組對照研究 (MagHealy 程式組與等待對照組, 162 名參與者, 誤差範圍 = 95% 置信區間)

* MagHealy McMakin 的效應量 (Cohen 's d) ; d < 0.5 小效應量; d = 0.5-0.8 中等效應量; d = 0.8-1.0 大效應量; d > 1.0 非常大效應量

MagHealy 經絡模組研究

評估：

- 保健指數 (WHO-5)
- 生活品質 (SF-36)
- 減輕憂慮 (Mymop)

研究程式：


MagHealy 經絡模組 + 推薦程式

- 經絡組 I: 分析 + 結果振動
- 經絡組 II: 每天分析 + 結果振動 + 1 個程式
- 對照組: 在無建議的情況下使用 Healy

刺激：

應用經絡模組 12 個月

保健指數的前/後比較變化 (WHO-5)



效應量 (Cohen 's d*) 實驗組與對照組

小	中	大	非常大
經絡 I			1.1
0	0.5	0.8	1.0

小	中	大	非常大
經絡 II			1.2
0	0.5	0.8	1.0

小	中	大	非常大
對照組		0.6	
0	0.5	0.8	1.0

Healy 世界對 261 名志願參與者進行了隨機、雙臂試驗研究，並設等待組對照，以量化經絡模組 (協調和/或程式應用) 在改善健康志願者的總體保健指數、生活品質和實現目標方面的效果 (誤差範圍 = 95% 信心區間)

* 效應量 (Cohen 's d) : d < 0.5 小效應量; d = 0.5-0.8 中效應量; d = 0.8-1.0 大效應量; d > 1.0 非常大效應量

MagHealy 經絡模組研究

評估：

- 保健指數 (WHO-5)
- 生活品質 (SF-36)
- 減輕憂慮 (Mymop)

研究程式：

MagHealy 經絡模組 + 推薦程式


- 經絡組 I: 分析 + 結果振動
- 經絡組 II: 每天分析 + 結果振動 + 1 個程式
- 對照組: 在無建議的情況下使用 Healy

刺激：

應用經絡模組 12 個月

生活品質的前/後比較變化 (SF-36)

● 基線 ● 2 週後



效應量 (Cohen 's d*) 實驗組與對照組

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
經絡 I		0.8	

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
經絡 II		1.0	

小	中	大	非常大
0	0.5	0.8	1.0
對照組		0.5	

Healy 世界對 261 名志願參與者進行了隨機、雙臂試驗研究，並設等待組對照，以量化經絡模組（協調和/或程式應用）在改善健康志願者的總體保健指數、生活品質和實現目標方面的效果（誤差範圍 = 95% 信心區間）

* 效應量 (Cohen 's d) : d < 0.5 小效應量; d = 0.5-0.8 中效應量; d = 0.8-1.0 大效應量; d > 1.0 非常大效應量

MagHealy 經絡模組研究

評估：

- 保健指數 (WHO-5)
- 生活品質 (SF-36)
- 減輕憂慮 (Mymop)

研究程式：

MagHealy 經絡模組 + 推薦程式


- 經絡組 I: 分析 + 結果振動
- 經絡組 II: 每天分析 + 結果振動 + 1 個程式
- 對照組: 在無建議的情況下使用 Healy

刺激：




應用經絡模組 12 個月

憂慮的前/後比較變化 (Mymop)

● 基線 ● 2 週後



效應量 (Cohen 's d*) 實驗組與對照組



Healy 世界對 261 名志願參與者進行了隨機、雙臂試驗研究，並設等待組對照，以量化經絡模組（協調和/或程式應用）在改善健康志願者的總體保健指數、生活品質和實現目標方面的效果（誤差範圍 = 95% 信心區間）

* 效應量 (Cohen 's d) : d < 0.5 小效應量; d = 0.5-0.8 中效應量; d = 0.8-1.0 大效應量; d > 1.0 非常大效應量



加入我們蓬勃發展的社區

發掘你個人成長和無限潛力的全新可能性。

HWI Healy World International PTE Ltd. | www.healy.world
138 Robinson Road | #27-01/02/03/04 Oxley Tower | Singapore 068906

   @healyworldofficial



Frequencies for Your Life

注意事項: MagHealy 設備的磁場程式並非醫療應用。它們並非用於治癒、治療、減輕、診斷或預防任何疾病或醫學狀況。程式中使用的詞彙不構成關於其效果的聲明。這些程式旨在為用戶提供一個探索應用選項的工具。MagHealy 程式不得視為可代替專業醫療建議、診斷或治療。如有需要，請務必向合格的醫療專業人士尋求建議。如果你的身體出現或你懷疑自己可能出現健康狀況，或者你正在接受醫療保健專業人士的護理，你應該在使用 MagHealy 之前諮詢你的保健醫生。請按照《使用說明》使用 MagHealy。

免責聲明: 由於缺乏科學證據，科學不承認信息場的存在及其分析、平衡和其他重要性。由於缺乏傳統醫學意義上的科學依據，Healy 設備的 Individualized Microcurrent Frequency 個性化微電流頻率 (IMF) 程式、Healy Coil 的量子電勢頻率 (QPF) 和 MagHealy 設備的磁場程式尚未獲得傳統醫學認可。這些頁面上的資訊僅用於參考及教育用途。儘管 Healy World 努力讓這些頁面中所含的資訊保持最新，但並不保證相關資訊的準確性、適宜性或及時性。對於因使用這些頁面上提供的資訊而造成的任何損失或損害，Healy World 概不承擔責任。所有資訊均按「現狀」提供，其解讀和使用的責任由用戶自行承擔。用戶自行承擔風險使用 Healy World 產品、程式或資訊，並由用戶自行決定和獨立判斷是否使用。Healy World 公司特別聲明，對於用戶使用 Healy World 產品或服務時作出超出使用說明和公司提供的手冊範圍的相關決定，公司概不負責。